

## Circuitos respiratorios (adultos)

### NÚMEROS DE MODELO:

RT380: Evaqua 2 adultos

RT385: Evaqua 2 adultos con línea de presión

### ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

#### Resistencia al flujo a 45 L/min tal como viene envasado

Inspiratorio	2,18 cmH <sub>2</sub> O
Espiratorio	1,83 cmH <sub>2</sub> O
<b>Longitud de tubo</b>	1,5 m
<b>Distensibilidad</b>	2,1 mL/cmH <sub>2</sub> O
<b>Intervalo de temperatura</b>	18-26 °C/64-79 °F
<b>Volumen comprimible</b>	1,60 L
<b>Máxima presión de funcionamiento de cámara</b>	8 kPa
<b>Duración de uso</b>	14 días
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con humidificadores de la serie 700 y MR850

### FILTRO

#### Eficiencia de filtración

Vírica	≥ 99,99%
Organismo	Bacteriófago ψ174
Bacteriana	>99,999%
Organismo	Bacillus subtilis
Tamaño medio de partícula	3 μm

### COMPONENTES Y COMPOSICIÓN

<b>Filtro incluido</b>	Sí
<b>Materiales predominantes</b>	Polietileno
<b>Materiales</b>	No contiene látex de caucho natural. Puede contener BPA o DEHP
<b>Modo de fabricación</b>	Producido en un entorno de trabajo controlado
<b>Eliminación</b>	Incineración o según el protocolo del hospital
<b>Tamaño del envase</b>	Caja de 10



### REGULACIÓN

<b>Clasificación</b>	AU Ila, EU Ila, Canadá II, USA II
<b>País de origen</b>	Nueva Zelanda
<b>Uso previsto</b>	Para uso de un solo paciente, 14 días máximo
<b>Entidad notificada</b>	TÜV SÜD Product Services GmbH, 0123