





OnTrak, la Nueva Evolución del MAPA de Spacelabs Healthcare



Cuidado con confianza

OnTrak es el resultado de más de cuarenta años de experiencia en la investigación y desarrollo de registro ambulatorio de presión arterial.

El monitor ambulatorio de presión arterial OnTrak de Spacelabs se ha probado de manera integral y se ha validado contra los tres protocolos reconocidos internacionalmente, para darle certeza y confianza al evaluar la hipertensión de un paciente.

PROTOCOLO	APROBADO
AAMI/ANSI/ISO 81060 (Adultos y niños)	✓
British Hypertension Society (Sociedad Británica de Hipertensión)	A/A
European Society of Hypertension (Sociedad Europea de Hipertensión)	✓

Facilidad de uso

- Pantalla grande a color de 2,4" que facilita la programación dando control completo de las funciones.
- El protocolo, el modo para niños y la máxima presión de inflado inicial se pueden configurar en la unidad.
- Puede monitorizar a su paciente hasta por siete días o hasta 300 lecturas con dos baterías AA.
- El ajuste de "Modo de comodidad" controla la presión de inflado inicial al reducir la ansiedad y así mejorar la comodidad del paciente.

Soluciones flexibles

Sentinel es el sistema de gestión de información cardiológica de Spacelabs Healthcare, el cual al combinarlo con OnTrak, proporciona una solución escalable para todas sus necesidades de revisión y análisis de hipertensión.

- Combínelo con una estación de trabajo independiente de Sentinel en su computador para realizar el análisis y almacenamiento de una manera simple.
- Avance a un sistema web, para una configuración pequeña en red que permite la descarga y revisión en varias estaciones de trabajo. Perfecto para prácticas pequeñas.
- Para sistemas basados en investigación a nivel de grupo, en un hospital o clínica o en donde los datos se deben descargar de manera remota, Sentinel se puede ampliar a una solución para toda la organización, basada en una plataforma web.

Conveniencia

- Pequeño y liviano.
- Micro USB estándar que se conecta a cualquier computador con Windows.
- OnTrak también se puede configurar por medio de la pantalla del MAPA.
- Imprima directamente desde cualquier impresora "Pictbridge" sin la necesidad de software adicional.



Comodidad del paciente y cumplimiento

La comodidad del paciente es importante para asegurar el éxito del estudio y una alta calidad de los resultados. Para garantizar esto, OnTrak viene equipado con una amplia gama de soluciones portátiles y de brazalete.

- Estuches para transportarlo con opciones de correas de hombro y de cinturón.
- Brazaletes cómodos para el paciente con auto aplicador incorporado.
- Cubiertas de los brazaletes para proporcionar máxima protección del brazalete y comodidad.



OnTrak para mantener el control de la hipertensión

